

# VINTERKAMPANJER!

**PASSA PÅ!  
ERBJUDANDEN**

Passa på att ta del av våra fina kampanjererbjudanden som gäller till 31 mars 2016!



handicare  
www.handicare.se

1

## RiseAtlas450M

Byt ut er gamla uttjänta lyftmotor till en NY och få ett unikt vändhjälpmedel på köpet!



RiseAtlas450M  
SystemRoMedic

Art. nr. Produkt  
50100057 RiseAtlas450M



WendyLett4Way  
SystemRoMedic

**Beställ 1 RiseAtlas450M  
Få 2 WendyLett med handtag på köpet!**

PRIS **12.500:-**

Erbjudandet gäller till 31/3 2016 eller så långt lagret räcker!

► Kampanjkod: 11/12/2015

För att ta del av detta erbjudande, skicka din beställning senast 31 mars 2016 till: order@handicare.se. Ange kampanjkod: 11/12/2015.

2

## ReTurn7500

Det populäraste och mest använda hjälpmedlet i Stöd-segmentet i SystemRoMedic™


### ReTurn7500

SystemRoMedic

För ökad säkerhet – nu ännu lättare att haka på ReturnBelt.

Skålformade underbensstöd som kan höjas, sänkas, vinklas samt justeras i sidled för optimal komfort och säkerhet.

Extra polstring medföljer som standard.



### ReTurnBelt

SystemRoMedic

#### ReTurnBelt ger extra stöd

Vårt patenterade ReTurnBelt är ett utmärkt komplement till ReTurn när det finns behov av mer stöd och stabilitet, till exempel när brukarens ståfunktion är osäker eller varierande. ReTurnBelt finns i flera olika material och i många storlekar som passar de flesta brukare, från de minsta till de allra största.

Dubbel säkerhet. Ger både stöd för stussen och korsryggen. Tillåter brukaren att röra sig framåt utan att bältet ändrar läge eller glider ner.



**Köp en komplett ReTurn7500**

Art. nr. Produkt Beskrivning

75001 ReTurn7500 Överflyttningsplattform, komplett med upprensingsstege i standardhöjd, med en öppning för påhåkning av ReTurnBelt.

**ERBJUDANDE:**  
**2.995:-**

Erbjudandet gäller till 31/3 2016 eller så långt lagret räcker!

► Kampanjkod: 11/12/2015  
exkl moms (ordinarie pris 4 000 SEK)

För att ta del av detta erbjudande, skicka din beställning senast 31 mars 2016 till: order@handicare.se. Ange kampanjkod: 11/12/2015.

3

## StandUp

Är ni intresserade av en av marknadens minsta och lättaste hemtjänstlyft?

### StandUp

SystemRoMedic

**NYHET!**  
Finns även i modell med batteridrift

StandUp är en sitslyft som är utvecklad för hemtjänst och för brukare som ofta ramlar i hemmet. Med hjälp av StandUp, kan en ensam person snabbt, säkert och enkelt assistera en person som ligger på golvet och som inte kan komma upp på egen hand. StandUp lyfter tryggt och bekvämt upp brukaren i en sittande position, redo för upprensning eller överflyttning till en rullstol.

#### Kompakt, lätt och användarvänlig

StandUp är både kompakt och lätt. Måtten i hopfällt läge är 45 x 74 x 19 cm och väger bara 11,5 kg vilket är mindre än hälften jämfört med en bärbar mobil lyft. Samtidigt är den tillräckligt stark och stabil för att lyfta brukare som väger upp till 160 kg. Många kommuner i landet inom hemtjänst, larmgrupper har redan använt StandUp i många år med väldigt lyckade resultat!

StandUp är mycket enkel att alltid ha nära till hands. Den arbetar tyst, kräver ingen montering och användarinstruktionerna finns alltid tillgängliga direkt på produkten.



JUST NU:

**12.995:-**

Erbjudandet gäller till 31/3 2016 eller så långt lagret räcker!

► Kampanjkod: 11/12/2015

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
60800001	StandUp	Med elsladd
60800002	StandUp	Med batteri

För att ta del av detta erbjudande, skicka din beställning senast 31 mars 2016 till: order@handicare.se. Ange kampanjkod: 11/12/2015.