

Hemvårdspaket

SystemRoMedic™



Hemvårdspaket

Handicares SystemRoMedic™ hemvårdspaket är en praktisk ryggsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö.

Med hjälp av innehållet i ryggsäcken kan en medhjälpare skapa lösningar för många vanligt förekommande förflyttningssituationer såsom liggande och sittande positionering, vändning i säng, sittande överflyttning, på- och avklädning samt uppresning och stå-/gåträning.

Art. nr.	Beskrivning	Enhet
8020	Hemvårdspaket, se specifikation nedan	1 st

I hemvårdspaketet ingår följande:

Art. nr.	Produkt	Beskrivning	Funktion
5020	EasyGlide	60 x 33 cm, tredelad	Glidskiva för sittande överflyttning.
11230	ReadySlide	100 x 70 cm	Glidmatta för positionering, applicering av lyftselar samt på-/avklädning.
8040	AntiSlip	45 x 38 cm	Antihalkmatta för bra fäste vid positionering.
3030	FlexiMove	20 x 60 cm, polyestersammet	Stöd vid uppresning, positionering och sittande överflyttning.
6004	EasyBelt, hug	Medium	Vårdbälte för stöd vid uppresning, sittande överflyttning samt stå- och gåträning.
4012	FlexiMove	112 x 53 cm, 4 handtag	För positionering och vändning i säng, men även för sittande och liggande överflyttning.
1634	WendyLett	140 x 200 cm	Glidlakan för positionering och vändning i säng.
8055	PantLock	Byxlås; ett band som hindrar byxorna från att ramla ned till fotknölnarna	Ett smart hjälpmedel för enklare toalettbesök.



handicare

Handicare AB
Torshamnsgatan 35,
164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.